

VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN (UPPDATERING)

PRODUKTER: FREESTYLE LIBRE 3-APPEN & LIBRE-APPEN

Oktober 23, 2026

Referens: ADC FA 1002-2026

Meddelande från tillverkaren

Vi kontaktar dig för att informera om att en ny appuppdatering nu finns tillgänglig för FreeStyle Libre 3-appen och Libre-appen.

Användare informeras

De av dina patienter som använder FreeStyle Libre 3-appen eller Libre-appen notifieras om denna uppdaterade information direkt via appen eller via e-post.

Abbott förmedlar följande till användarna:

Det här behöver du känna till

Genom att uppdatera appen till den senaste versionen åtgärdas både den tidigare kommunicerade säkerhetsrisken som berör FreeStyle Libre 3-appen och Libre-appen, samt det problem med signalförlust som vissa användare upplevde efter att den föregående uppdateringen installerades. Per den 20 oktober 2026 känner Abbott inte till några obehöriga åtkomstförsök eller någon obehörig åtkomst relaterad till denna säkerhetsrisk.

Detta meddelande gäller endast FreeStyle Libre 3-appen och Libre-appen och ersätter tidigare instruktioner som du kan ha mottagit avseende uppdatering av din app.

Om denna säkerhetsrisk skulle utnyttjas kan appen visa felaktiga glukosvärden från sensorn. Larm kanske inte fungerar som avsett eller kan ge felaktiga varningar. Detta kan leda till att personer med diabetes fattar olämpliga behandlingsbeslut, exempelvis att ta för mycket eller för lite insulin eller fördröja nödvändig behandling.

Det här behöver du göra

Uppdatera omedelbart din app till den senaste versionen som anges nedan.

- Uppdateringen påverkar inte den sensor du använder för närvarande och medför inte att befintlig data går förlorad.
- Du behöver inte vänta till nästa sensorbyte för att uppdatera appen.
- Du kan fortsätta att använda din nuvarande sensor som vanligt. Ingen åtgärd behöver vidtas avseende sensorn.

Produkt	Berörda mjukvaruversioner	Uppdaterade mjukvaruversioner	“Unique Device Identification” (UDI) Information tillgänglig under “Om”-sektionen in apparna
FreeStyle Libre 3-appen	Versioner: 3.3.0 3.3.1 3.4.0 3.4.2 3.5.0 3.5.1 3.6.0 - 3.6.8	Versioner som börjar med 3.6.10	iOS Version 3.4.0–3.6.6 = UDI #: 05021791003464 Version 3.6.7 – 3.6.8 = UDI #: 05021791009572 Android Version 3.3.0–3.6.6 = UDI #: 05021791003426 Version 3.6.7 – 3.6.8 = UDI #: 05021791009541
Libre-appen	Version 1.4.0 – 1.4.1	Versioner som börjar med 1.4.2	iOS Version 1.4.0 – 1.4.1 = UDI #: 05021791011391 Android Version 1.4.0 – 1.4.1 = UDI #: 05021791011407

Vi har informerat Läkemedelsverket gällande detta. Om du har ytterligare frågor eller vill rapportera problem som uppstått vid användning av FreeStyle Libre 3-appen eller Libre-appen, vänligen kontakta Abbotts kundtjänst på 020 – 190 11 11.

Tack för din tid och uppmärksamhet.

Med vänliga hälsningar,
Abbott Diabetes Care