

Välja / Hitta rätt modell

Du får en bra överblick av sortimentet om du väljer [Funktionsområden >](#) i Hjälpmedelsportalen.

Ska patienten *inte köra själv* kan en rullstol med små (16 tums) drivhjul väljas. I beställningsportalen hittas de under funktionsrad:

12 22 18 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

- ☒ 04 Hjälpmedel för att mäta, stimulera eller träna fysiologiska och psykologiska funktioner
- ☒ 09 Hjälpmedel för personlig vård och deltagande i personlig vård
- ☒ 12 Hjälpmedel för aktiviteter och delaktighet relaterade till personlig förflyttning och transport
 - ☒ 1203 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm
 - ☒ 1206 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna
 - ☒ 1222 Manuella rullstolar
 - ☒ 122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
 - ☒ 122218 Manuella vårdarmanövrerade rullstolar

Komfortrullstolar

Rullstolsunderrede för modulära sittsystem, moduluppbyggd sits, formgjuten sits och liknande

Ska patienten *köra själv* väljs stora drivhjul (24 tum) som patienten själv kan nå. I beställningsportalen hittas de under funktionsrad:

12 22 03 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

- ☒ 12 Hjälpmedel för aktiviteter och delaktighet relaterade till personlig förflyttning och transport
 - ☒ 1203 Gånghjälpmedel som hanteras med en arm
 - ☒ 1206 Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna
 - ☒ 1222 Manuella rullstolar
 - ☒ 122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar
 - Aktivrullstol, barn
 - Aktivrullstol, vuxen
 - Allroundrullstol, barn
 - Allroundrullstol, vuxen
 - Framhjulsdreven rullstol

Komfortrullstolar

Därefter väljes ett förskrivningsunderlag för en komfortrullstol under första eller andrahandsval.

Alla tillbehör som finns på respektive förskrivningsunderlag passar respektive komfortrullstol.