

Arbetsstol Tunga brukare

Kontrollera att arbetsstolen passar patienten och att den får plats i hemmet.

Broschyr på stolen som du kan ge till patienten från tillverkaren:

[Mercado Medic / Broschyr Twin](#)

Obs! Vi har bara den elektriskt reglerbara stolen upphandlad och alla har grått tyg.



Totalbredden beror på vilken sits du väljer och hur mycket du drar ut armstöden

Sits	52	62	72
Minsta sittbredd mellan armstöd	48	58	68
Största sittbredd mellan armstöd	56	66	76
Minsta totalbredd vid armstöd	68	78	88
Största totalbredd vid armstöd	77	87	97

Enhet: cm.

Ovanstående mått är utan bromsspak. Du måste lägga till **+ 5 – 8 cm**.

Bromsen kan du själv vinkla ut från sitsen med hjälp av 5:ans insexnyckel.

