

**EOVE SA**

Immeuble POINCARE  
4, Boulevard Lucien Favre 64000  
Pau Frankrike

## EO-70 Säkerhetsinformation

**Ref. nr:** AC25-007

**Ämne:** Säkerhetsinformation om EO-70 för distributörer och användare

Bästa kunder

Vi har identifierat ett potentiellt problem med EO-70 "Secretion Management Device" som kan påverka dess pneumatiska funktion och därmed den levererade behandlingen. **Detta problem utgör ingen säkerhetsrisk** för patientens eller användarens hälsa.

Problemet, som kan ha uppstått under montering av enheten, kommer att märkas under **kretskalibreringsprocessen**. Om din enhet upprepade gånger misslyckas med kalibreringen kan den vara påverkad.

De enheter som kan vara berörda är de med serienummer som börjar med **EO070 24 06 001B** till **EO070 25 05 165B**, inklusive gränserna.

Om du upptäcker ett återkommande fel i kretskalibreringen för en EO-70-enhet med ett serienummer inom det ovan angivna intervallet, ber vi dig att returnera enheterna till EOVEs kundtjänst eller auktoriserade lokala distributör för inspektion och garantireparation om det behövs.

Vi ber om ursäkt för besväret. Vi uppmanar dig att kontakta din vanliga säljkontakt för hantering av denna reparation.

Med vänliga hälsningar

**Fabien Cotteaux**

Biträdande verkställande direktör  
Materiovigilanskorrespondent



**Patrick Dehour**

Kvalitetsdirektör

